

INYECTORA ANGIOGRAFICA ZENITH C-60

Precisión segura en resonancia magnética



DESCRIPCIÓN GENERAL

La Zenith C-60 es una inyectora diseñada para resonancia magnética, construida en aluminio para evitar interferencias incluso en entornos de alto campo, garantizando seguridad y precisión en cada estudio.

Beneficios

- Compatible con entornos de RM (no interferencia)
- Operación segura en alto campo magnético
- Batería recargable de larga duración
- Alta precisión en control de inyección
- Configuración flexible y almacenamiento de protocolos

Funciones principales

- Sistema diseñado específicamente para resonancia magnética
- Operación mediante consola y unidad de control
- Capacidad de trabajo continuo con batería (hasta 8 hs)
- Programación completa de parámetros de inyección
- Protocolos configurables (hasta 6 fases)

Características técnicas

- Alimentación eléctrica: 200–242 VAC | 50 Hz | 6 A
- Batería: hasta 8 horas de uso continuo

Parámetros de operación

- Flujo:

0.1 a 10 ml/s (incrementos de 0.1 ml/s)

- Volumen:

0 a 60 ml

- Presión:

hasta 300 psi

- Tiempo de demora:


0 a 600 segundos

- Velocidad de llenado:

6 ml/s

Capacidad y memoria

- Jeringa de 60 ml
- Hasta 6 fases de inyección
- Memoria para hasta 90 protocolos
- Función de test de inyección (3 ml)





www.inbio.com.ar

3492 710250

ventas@inbio.com.ar

Rivadavia 370 - Rafaela, Santa Fe

