

INYECTORA ANGIOGRAFICA ZENITH H-15



DESCRIPCIÓN GENERAL

La Zenith H-15 es una inyectora diseñada específicamente para procedimientos de angiografía. Cuenta con pantalla LCD Touch Screen de 12,5", sistema operativo Windows y una interfaz intuitiva que facilita su uso diario.

Ofrece una solución eficiente y confiable para procedimientos cardiovasculares y generales, optimizando tiempos y garantizando precisión en cada inyección.

Beneficios

- Operación simple e intuitiva
- Sistema preparado para uso continuo
- Optimización de costos en múltiples procedimientos
- Alta precisión en control de parámetros
- Amplia capacidad de almacenamiento de protocolos

Funciones principales

- Capacidad multifásica: permite gestionar 6 fases diferentes de inyección de contraste
- Más de 80 protocolos configurables y almacenables
- Programación completa de parámetros:

Flujo

Volumen

Límite de presión

Tiempo de espera

Características técnicas

- Alimentación eléctrica: 200–242 VAC | 50 Hz | 6 A

Parámetros de operación

- Flujo:

0.1 a 10 ml/s (incrementos de 0.1)

10 a 50 ml/s (incrementos de 1 ml)

- Volumen de inyección:

1 a 150 ml (incrementos de 1 ml)

- Límite de presión:

100 a 1200 psi (configuración manual)

- Velocidad de llenado:


0.6 ml/s

- Tiempo de demora de inyección:

0.1 a 99.9 segundos

Almacenamiento y conectividad

- Memoria para más de 90 protocolos de usuario
- Interfaz de conexión con otros equipos





www.inbio.com.ar

3492 710250

ventas@inbio.com.ar

Rivadavia 370 - Rafaela, Santa Fe

