

AIDIA NEX

Inbio²⁵
AÑOS

MAMÓGRAFO

DRTECH AIDIA NEX



AIDIA NEX no es solo un equipo de diagnóstico mamario. Es tu aliado estratégico en la detección temprana, diseñado para ofrecer confianza diagnóstica absoluta con cada examen. Un sistema que entiende que detrás de cada imagen hay una paciente, detrás de cada detalle hay una oportunidad de salvar vidas. Con AIDIA NEX, elevas tu práctica médica mientras cuidas el bienestar de tus pacientes.

Características principales

- Píxel pequeño de 76µm, detector de Yoduro de Cesio (CsI)
- Tecnología FOCUS CsI exclusiva para DQE superior a dosis baja
- Generador de 5 kW (40 kV, 200 mA)
- Tubo de Tungsteno (W) premium de 300 kHU
- Tiempo de compresión más corto
- Generador interno de bajo ruido y eficiencia de espacio

Cuando la precisión se encuentra con la innovación, nace AIDIA NEX

Imagina un mamógrafo que no solo captura imágenes, sino que transforma cada estudio en una experiencia excepcional. Con su avanzada tecnología de píxel ultra fino de 76µm y el revolucionario FOCUS CsI (Yoduro de Cesio Óptico Fluorescente), AIDIA NEX eleva la resolución de imagen a niveles extraordinarios, manteniendo una eficiencia de dosis cuántica (DQE) superior incluso en dosis mínimas.

Tecnología que marca la diferencia:

- Tubos de rayos X premium de Tungsteno (W): potencia de clase mundial para resultados diagnósticos superiores
- Flujo de trabajo inteligente: menos pasos, más eficiencia, cero interrupciones.



**Aumento de la
Detección Temprana**




**Mejora en el
Flujo de Trabajo**





**Diseño
Multi-premiado**

Tamaño del píxel mas pequeño


Con el píxel más pequeño del segmento, tan solo de 76 µm y el detector de tipo Yoduro de Cesio (CsI), el AIDIA NEX proporciona imágenes mamográficas de alta resolución y alto contraste para una mayor precisión diagnóstica. Excelente para visualización de microcalcificaciones.



Excelente calidad de imagen con Detector de Yoduro de Cesio (CsI)



Multiplica tu productividad con un flujo de trabajo intuitivo y sin complicaciones




Experiencia superior para quienes importan: tu equipo y tus pacientes

Gracias al innovador panel de control dual, filtro dual inteligente y tecnología AAEC, AIDIA simplifica cada procedimiento al máximo. El resultado: técnicos más eficientes, pacientes más cómodas y una práctica que funciona como nunca antes.




Autoposicionamiento, anticipa tu próximo paso

AIDIA recuerda y preserva automáticamente la información de altura mamaria, permitiéndote configurar la siguiente posición de captura en segundos. El resultado: un proceso operativo ágil, preciso y sin demoras que optimiza cada minuto de tu jornada.




Magnificación fácil, sin necesidad de cambiar el Bucky

Adquiere imágenes de magnificación de forma rápida y sencilla simplemente acoplando el soporte magnético sobre el Bucky original, eliminando por completo la necesidad de removerlo. Menos pasos, más agilidad, cero interrupciones en tu flujo de trabajo.




Filtro dual de conmutación automática (Rh/Ag)

Gracias a la avanzada tecnología de Filtro Dual, AIDIA ajusta automáticamente el filtro según las características específicas del tejido mamario de cada paciente. Menor dosis, mayor calidad diagnóstica, protección optimizada en cada captura.



La comodidad que cada paciente merece.

Con el innovador sistema de liberación de paleta 1-2-3 de AIDIA, transformamos el screening mamario en una experiencia más agradable y confortable. Menos incomodidad, más tranquilidad, mejor disposición para los controles regulares que salvan vidas.



Diseño Compacto con Generador Integrado.

Con un generador incorporado, es fácil de instalar en espacios reducidos, ya que no es necesario un compartimento separado para el generador. Esto también minimiza el ruido del generador y la calefacción de la habitación, lo que hace que el entorno de la sala de examen sea más agradable.



AIDIA WorkStation: Tu Estación de Trabajo Inteligente

Monitor de 24" con visualización premium. Protección radiológica reforzada, el ancho adicional de la estación actúa como barrera ampliada contra radiación dispersa. Ajustes en tiempo real que responden al instante a cada necesidad. Diseño ergonómico con controles estratégicamente pensados para uso prolongado sin fatiga.



RConsole 2: Consola de Adquisición que Transforma la Experiencia

RConsole 2 revoluciona la eficiencia del técnico al simplificar cada paso: desde la adquisición hasta la verificación de imágenes mamográficas digitales. Control total, complejidad cero, resultados extraordinarios.



www.inbio.com.ar
3492 710250
ventas@inbio.com.ar

