

RADIODIAGNÓSTICO DENTAL SÚPER X



El equipo de Rayos-X intraoral Super X, está estudiado en cada detalle, capaz de combinar a la perfección el rendimiento, la eficiencia, facilidad de uso, ergonomía y diseño atractivo.

Además de crear imágenes con una excelente resolución y un contraste elevado, el Super X es fuerte, destinado a servir durante muchos años. Está avalado con más de 60 años de experiencia de Nardi&Herrero fabricando Equipamientos Odontológicos.

Características técnicas

Alimentación	220 – 240V
Frecuencia nominal	50 – 60 Hz
Consumo	Max. 5,5 A
Potencia	70 kV – 8 mA
Distancia focal	200mm
Diametro focal	60mm
Radiación de fuga a 1 mm	< 0,5 mR/h
Punto focal	0,8 mm
Filtración total	2mmAl

Modelos programados

Gran simplicidad de manejo. El diseño gráfico de la membrana digital es intuitivo. Marcando la sensibilidad de la película o radiovisiografo, la pieza dentaria y el tamaño del paciente, el microprocesador ajusta automáticamente el tiempo de exposición. Manualmente se puede modificar en función de demandas particulares.

Las funciones marcadas están indicadas con LED y quedan almacenadas en la memoria para el próximo disparo donde habrá que marcar solo lo que cambia.



Modelos S

En la memoria queda grabado el último disparo. A partir de éste, con el + ye se ajusta el siguiente.

Tienen el mismo gráfico que el modelo programado, en este caso sirve de guía para realizar los cálculos de tiempo de exposición manualmente.

Modelos mural

Modelo rodante

Modelo mural montado en pedestal





www.inbio.com.ar
3492 710250
ventas@inbio.com.ar

