

CICLOERGÓMETRO FM500

El Cicloergómetro Zuccolo FM500 es el instrumento de diagnóstico ergométrico más confiable y preciso del mercado. Con más de 50 años de vigencia demuestra su eficacia día a día. Su bajo costo de mantenimiento, su robustez y durabilidad lo convierte en la mejor opción.

Características

- Volante de inercia de 500 mm de diámetro
- Estructura sólida, con rueda de traslado, que soporta hasta 120 kg
- Sistema de freno a través de cinta, balanza y pesas calibradas
- Etapas de 150 Kgm/minuto hasta un máximo de 1200 que se puede elevar hasta los 1500 kgm/minutos a pedido
- Velocidad de pedaleo 20 km/h
- Velocímetro de indicación de RPM
- Sistema de giro montado sobre rulemanes blindados 2RS
- Pintura integral en epoxi

FM500



www.inbio.com.ar

3492 710250

ventas@inbio.com.ar