

COAGULÓMETRO DL-604



Precisión y eficiencia en análisis de coagulación

El Coagulómetro Donelab DL-604 es un equipo de última generación diseñado para realizar pruebas de coagulación con la máxima precisión, rapidez y facilidad de uso. Su pantalla a color y comandos táctiles ofrecen una experiencia intuitiva, reduciendo el tiempo de entrenamiento y optimizando el flujo de trabajo en laboratorios clínicos.

Principales características

- Doble sistema de detección: combina turbidimetría y detección óptica mecánica para resultados más precisos y fiables.
- Pruebas compatibles: TP (Tiempo de Protrombina), APTT (Tiempo de Tromboplastina Parcial Activada) y fibrinógeno.
- Almacenamiento inteligente: guarda hasta 10 curvas distintas para personalizar según reactivos y aplicaciones.
- Resultados múltiples: en una sola prueba entrega hasta 4 valores (tiempo en segundos, R, RIN y % de actividad).

Diseño y funcionalidad

- Interfaz intuitiva: pantalla táctil a color y menú simplificado para navegación rápida.
- Sector de incubación: capacidad para 9 tubos y 2 frascos de reactivos.
- Accesorios reutilizables: reducción de costos y menor impacto ambiental.

Ventajas competitivas

- Alta fiabilidad: precisión garantizada gracias a su doble sistema de detección.
- Portabilidad: equipo ágil, liviano y fácil de trasladar.
- Visualización en tiempo real: imágenes del coágulo directamente en pantalla para un análisis más detallado.



www.inbio.com.ar

3492618561

equilab@inbio.com.ar

Inbio²⁵
AÑOS