

COAGULÓMETRO DL-605



Precisión y eficiencia en análisis de coagulación

El Donelab DL-605 es un coagulómetro doble canal de última generación diseñado para ofrecer resultados confiables con rapidez y simplicidad. Su interfaz táctil a color y navegación intuitiva reducen el tiempo de entrenamiento y optimizan el flujo de trabajo en laboratorios clínicos.

Principales características

- Doble sistema de detección: turbidimetría y óptica mecánica para máxima precisión.
- Pruebas compatibles: TP, APTT y fibrinógeno.
- Almacenamiento inteligente: hasta 20 curvas (10 por canal) personalizables según reactivos y aplicaciones.
- Resultados múltiples: en una sola prueba entrega tiempo en segundos, R, RIN y % de actividad.

Diseño y funcionalidad

- Interfaz intuitiva: pantalla táctil a color con menú simplificado.
- Doble canal: permite realizar pruebas simultáneas en dos muestras, aumentando la eficiencia y rapidez.
- Sector de incubación: capacidad para 10 tubos y 2 frascos de reactivos.
- Accesorios reutilizables: reducción de costos y menor impacto ambiental.

Ventajas competitivas

- Alta fiabilidad: precisión garantizada por su doble sistema de detección.
- Portabilidad: equipo liviano y fácil de trasladar.
- Visualización en tiempo real: imágenes del coágulo directamente en pantalla para un análisis detallado.



www.inbio.com.ar

3492618561

equilab@inbio.com.ar

Inbio²⁵
AÑOS