



La terapia

El tratamiento con electroanalgesia o TENS (transcutaneous electrical nerve stimulation) es una modalidad terapéutica ampliamente difundida en el tratamiento del dolor. Consiste en la estimulación de las fibras sensitivas grandes (A Beta) y de las fibras C, que intervienen en la transmisión del impulso doloroso que viaja desde el tejido lesionado al encéfalo. Esta modalidad en el tratamiento del dolor, presenta como ventaja la supresión o la reducción del aporte de antiinflamatorios por vía oral o intramuscular en aquellos pacientes con hipersensibilidad a tales medicamentos. Presenta escasas o nulas acciones colaterales y permite la combinación con otros agentes terapéuticos como por ejemplo campos magnéticos.

Aplicaciones

Neuralgia del trigémino, de ciático, neuropatías por compresión, post-herpéticas, etc.

Lesiones traumatológicas como esguinces, lesiones meniscales, ligamentarias, tendinosas, dolor post-operatorio.

Por qué elegirlo

Cuenta con 2 tipos de impulsos (simétrico y asimétrico) para adecuar la terapia a casos agudos o crónicos. Sus tres modalidades (convencional, modulada y burst) hacen posible adecuar distintas teorías analgésicas al caso presentado y su propio seguimiento.

Provisto de:

2 canales independientes.

4 electrodos.

Regulación manual de parámetros.





www.inbio.com.ar
 3492 710250
ventas@inbio.com.ar

