



# ELECTROESTIMULADOR COMBI 4 MAX



# La terapia

Interferencial bipolar y tetrapolar; rusas; australianas motoras y sensitivas; TENS bifásico simétrico y asimétrico en todas sus modalidades: convencional, modulada y burst; impulso cuadrado, triangular y exponencial.

## Aplicaciones

Satisface la gran mayoría de las necesidades en electroterapia actual. No sólo es óptimo para las clásicas indicaciones terapéuticas, sino también para aplicaciones especiales como rehabilitación de músculos denervados, aplicación neuromuscular selectiva, recuperación rápida de lesiones deportivas, recuperación muscular post-parto y post-cirugía y procesos dolorosos de cualquier origen y en cualquier estadio. Apto para gimnasia pasiva, activa-asistida y aplicaciones vasculares.

## Por qué elegirlo

Versatilidad: sus numerosas corrientes posibilitan un amplio abanico de opciones terapéuticas.

- Sus canales independientes permiten tratar diferentes zonas en una misma sesión o bien más de un paciente en simultáneo, sin perder potencia.
- La posibilidad de regular todos los parámetros permite adecuar el equipo a las demandas del paciente y a su propia evolución.

## Provisto de:

- 4 canales corporales independientes.
- 1 canal facial.
- pantalla táctil 7".
- Programas preestablecidos.
- Regulación manual de todos los parámetros.
- Opcional: adaptador para terapia combinada (corrientes + ultrasonido).





[www.inbio.com.ar](http://www.inbio.com.ar)  
3492 710250  
[ventas@inbio.com.ar](mailto:ventas@inbio.com.ar)

**Inbio**<sup>25</sup>  
AÑOS