

La terapia

- Las corrientes rusas logran un gran efecto exitomotor y consiguen un intenso trabajo muscular localizado.
- La electroanalgesia o TENS estimula las fibras sensitivas involucradas en la transmisión del dolor, aportando un importante efecto analgésico y vasomotor.
- Las ondas cuadradas son una excelente alternativa para el trabajo de recuperación muscular; al ser más suaves que las rusas, se adaptan a pacientes con alta sensibilidad. La opción más conveniente para quienes se están iniciando en la terapia de trabajo muscular.
- La estimulación eléctrica funcional (FES) es una de las técnicas utilizadas en rehabilitación neurológica, apta para músculos denervados y parcialmente denervados. Sus principales efectos son el fortalecimiento, la facilitación del control motor voluntario y la reducción de la espasticidad.
- Las ondas australianas producen una estimulación muscular intensa de amplia tolerancia por parte del paciente. Son sumamente eficientes y adaptables a numerosos tratamientos. Se ofrece en sus dos tipos: motora para fortalecimiento, y sensorial para analgesia.

Aplicaciones

- Fortalecimiento, tonificación y recuperación muscular.
- Reeducación muscular.
- Rehabilitación neurológica, analgesia y relajación.
- Drenaje y modelación corporal.


Por qué elegirlo

- Versatilidad: sus numerosas corrientes permiten un amplio abanico de aplicaciones terapéuticas. La opción de configurar manualmente todos sus parámetros posibilita adecuar el equipo a cada paciente y su propia evolución.
- Cuenta con la opción de regular la rampa de ascenso y descenso de la corriente, lo que facilita la adecuación del estímulo al trabajo muscular.

Provisto de:

- Timer digital.
- 4 canales corporales independientes
- 1 canal facial.
- Regulación manual de todos los parámetros.
- Opcional: adaptador para terapia combinada (corrientes + ultrasonido).





www.inbio.com.ar
 3492 710250
ventas@inbio.com.ar

