

ANALIZADOR HEMATOLÓGICO

BC-30S



Tecnología

Analizador hematológico automático de 3 partes: precisión y eficiencia en un equipo compacto.

Mínimo tamaño, máxima capacidad. El Mindray BC-30s combina un diseño compacto con prestaciones avanzadas para laboratorios que buscan optimizar su flujo de trabajo. Realiza hemograma completo con diferencial de 3 partes, proporcionando 21 parámetros y 3 histogramas, con un rendimiento de hasta 70 muestras por hora.

Especificaciones técnicas

- Tecnología de impedancia eléctrica para el recuento de WBC, RBC y PLT, con reactivo libre de cianuro para la determinación de hemoglobina.
- Realiza hemograma completo con diferencial de 3 partes (CBC + 3-DIFF), con 21 parámetros reportables y 3 histogramas para WBC, RBC y PLT.
- Rendimiento: hasta 70 muestras por hora.
- Bajo volumen de muestra: 9 μ L en modo sangre entera y hasta 20 μ L en modo prediluido, permitiendo trabajar con muestras de pequeño volumen.
- Muestreo mediante vial abierto, facilitando la carga y procesamiento de las muestras.
- Pantalla táctil TFT de 10,4 pulgadas, con un sistema operativo intuitivo para facilitar la operación.
- Capacidad de almacenamiento de hasta 500.000 resultados, incluyendo información numérica y gráfica.
- Conectividad mediante puerto LAN con soporte HL7 y LIS bidireccional, además de puertos USB para periféricos y accesorios.
- Utiliza reactivos, calibradores y controles de calidad originales de Mindray.



www.inbio.com.ar

3492618561

equilab@inbio.com.ar