

mindray

Inbio²⁵
AÑOS

ANALIZADOR HEMATOLÓGICO BC-5390 CPR



Diferencial de 5 partes + PCR, 32 Parámetros, 1 Scattergrama y 3 Histogramas. Puede hacer: sólo hemogramas, sólo PCR o ambas sobre cada muestra. Tecnología láser para hemogramas. Monitoreo en tiempo real de curvas de respuesta de PCR para preservar la exactitud de los resultados. Utiliza sólo 20 µl de volumen de muestra para CBC + DIFF. Auto Sampler de 40 tubos con acceso aleatorio Permite la utilización de tubo cerrado para muestras STAT. Soporta muestras de sangre entera y de capilar. El equipo utiliza Micropartículas de látex para hacer PCR cunatitativa. 90 Muestras / Hora. · Resultados en 2 minutos.

Especificaciones técnicas

- Diferencial de poblaciones: 26 parámetros reportables: WBC, Lym%, Mon%, Neu%, Bas%, Eos%, Lym#, Mon#, Neu#, Eos#, Bas#, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCC, P-LCR, FR-CRP.
- 6 Parámetros de investigación: ALY#, ALY%, LIC#, LIC%, NRBC%, NRBC#.
- Total 32 parámetros.
- 3 Histogramas para WBC, RBC y PLT.
- 1 Diagrama de dispersión: Diagrama de dispersión diferencial.
- Método de medición: Combinación de citometría de flujo + láser + método de coloración.
- Método inmunoturbidimétrico para la determinación PCR.
- Control de calidad: Registro diario y mensual. Gráficos de Levey-Jennings y aplicación de reglas de Westgard (opcional).
- Cargador automático de 40 tubos continuos (10 tubos por rack).
- Velocidad: Hasta 90 resultados/hora.
- Capacidad de almacenamiento de 50.000 resultados. On board.
- Conectable a LIS - protocolo de comunicación HL7. Bidireccional.
- Diseño de software sofisticado y amigable, permite el manejo intuitivo por parte del usuario.





www.inbio.com.ar

3492618561

equilab@inbio.com.ar

Inbio²⁵
AÑOS