ANALIZADOR DE PH Y GASES EN SANGRE

uGASES



Parámetros medidos

pH	Rango: 6,00 a 8,00
pCO_2	Rango: 5 a 120 mmHg
pO_2	Rango: 0 a 500 mmHg

HGB	HCO_3	pHstd	Bstd	Ebp	Ebs	$SatO_2$	CtO_2	$CtCO_2$

Características técnicas

- Ingreso de muestra por Aspiración de tubo o jeringa, Inyección y Micrométodo.
- Bajo consumo de reactivos.
- Tamaño de muestra de 80µl para los 3 parámetros.
- Medición de sangre entera.
- Display interactivo de 10 pulgadas.
- Led de Estado del equipo para diferentes tareas.
- Realiza hasta 30 muestras hora.
- Impresión de ticket.
- Interfaz gráfica de fácil comprensión y uso.
- Utiliza reactivos individuales.
- Memoria de paciente hasta 10000 posiciones.
- Fuente externa de 12V.
- Modo Batería con autonomía hasta 6 Hs.
- Alarma de aviso de frascos para bajo nivel de reactivos y/o residuo lleno.
- Puerto USB para: Lectora de código de barras para el ingreso de datos de paciente como ingreso de reactivos (opcional).
- Teclado para ingreso de datos de paciente (opcional).
- 16kg
- 210mm x 420mm x 340mm
- 220/110 VCA, 50/60Hz 60W MAX.



www.inbio.com.ar

3492618561

equilab@inbio.com.ar