SISTEMA DE ANÁLISIS DE GASES EN SANGRE Y QUÍMICA CLÍNICA

i15



Conectividad
LAN / WiFi

Impresora integrada y
almacenamiento USB





impresora

cartucho

interfaz

conexión
USB

interruptor de
encendido

indicador
luminoso

Triple garantía de resultados



Portátil y fácil de usar

- Diseño compacto con batería integrada, impresora y escáner de código de barras.
- Solo 3 pasos para obtener resultados completos en 1 minuto después del muestreo automático.
- Mantenimiento cero, diagnóstico en el punto de atención, junto al paciente, en el campo o en la sala de examen.





Preciso y fiable

- La innovadora tecnología microfluídica y de microsensores proporciona alta sensibilidad y precisión.
- En un solo cartucho se incluyen varios parámetros populares que requieren atención inmediata, como gases arteriales, electrolitos y metabolitos.
- El cartucho de un solo uso evita la contaminación.
- Calibrador, control y simulador electrónico para garantizar por triple margen los resultados.

Menú de prueba

	pH	pCO_2	pO_2	Na^+	K^+	Cl^-	Ca^{++}	Hct	Glu	Lac
BG 3	●	●	●							
BG 8	●	●	●	●	●	●	●	●		
BG 4	●	●	●							●
BG 9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
BG10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
BC 4				●	●	●	●	●		

Valores calculados: cH+, HCO3-act, HCO3-std, BE(ecf), BE(B), BB(B), ctCO2, sO2(est), Ca++(7.4), AnGap, tHb(est), pO2(Aa), pO2(a/A), RI, pO2/FIO2, cH+(T), pH(T), pCO2(T), pO2(T), pO2(Aa)(T), pO2(a/A)(T), RI(T), pO2(T)/FIO2, mOsm



www.inbio.com.ar
3492618561
equilab@inbio.com.ar

Inbio 25 AÑOS